

## Guantes de examen estériles Copolímero EVA

Los Naturflex® Copolímero EVA son guantes de uso médico indicados para aquellas prácticas sanitarias que comportan un contacto usuario-paciente. Especialmente indicados en aquellas prácticas sanitarias como tactos vaginales, tactos rectales, cambio de cánulas y catéteres, tactos en general, aspiración de secreciones y labores rutinarias donde se precise asegurar la asepsia.

### Máxima asepsia

- ✓ Mantiene la asepsia en todo momento gracias al papel siliconado, que permite calzar el guante sin tocar su parte externa.

### Marcado Dual

- ✓ Marcado CE según Reglamento (UE) 2016/425 que regula los Equipos de Protección Individuales Clasificándolos en **EPI CAT I** y clasificación como **Producto Sanitario Clase I estéril** según Reglamento Europeo (UE) 2017/745.

### INDICACIONES



### Normativas que cumple

	Normativa
Requisitos y ensayos para los guantes de protección	EN 420
Resistencia a la penetración	EN 374-2



Envasado individualmente: para técnicas que solo requieran la asepsia de una mano

Borde respetuoso con la piel: borde termosellado atraumático para evitar posibles cortes

### Referencias

Tallas	Caja dispensadora	Ref.	Embalaje
S	100 UI	130579	24
M	100 UI	130580	24
L	100 UI	130581	24

