

Guantes quirúrgicos de látex

Guantes indicados especialmente para intervenciones quirúrgicas por su gran adaptabilidad y sensibilidad así como exploraciones con elevada presencia de sangre y/o fluidos. Clasificados como EPI CAT III como guantes de protección frente a productos químicos, microorganismos y virus.

CARACTERÍSTICAS

Guantes de látex con polvo



Mínima cantidad de fécula de maíz que minimizar el riesgo de irritación y sequedad de la piel y asegurar un fácil calzado.

Guantes de látex sin polvo



Recubrimiento interno Polymer coated que confiere suavidad en la parte interna del guante

INDICACIONES

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PROTECCIÓN
FRENTE A VIRUS

EN ISO 374-1:2016/Type C



K

PROTECCIÓN TIPO B
FRENTE A QUÍMICOS

STERILIZ

ESTERILIZADO MEDIANTE
RAYOS GAMMA



PRODUCTO SANITARIO



CONTIENE LÁTEX



NO SE PUEDE VOLVER
A ESTERILIZAR



SIN POLVO



Libre de
Aceleradores

SIN ADITIVOS QUÍMICOS



UN SOLO USO

Normativas que cumplen

	Normativa
Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros	EN 455-1
Requisitos y ensayos para las propiedades físicas	EN 455-2
Requisitos y ensayos para a la evaluación biológica	EN 455-3
Requisitos y ensayos para la vida útil del producto	EN 455-4
Requisitos y ensayos para los guantes de protección	EN 420
Requisitos y ensayos para la protección frente a microorganismos y químicos	EN 374-1
Resistencia a la penetración	EN 374-2
Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos	EN 374-4
Ensayos frente a virus, bacterias y hongos	EN 374-5
Protección frente al contacto con la sangre y fluidos corporales	ISO 16604
Permeabilidad frente a productos químicos	EN 16523-1
Esterilización de productos para asistencia sanitaria	ISO 11137
Determinación de la resistencia frente a virus y sangre sintética	ASTM 1670 ASTM 1671
Determina las especificaciones de los guantes de uso quirúrgico	ASTM D3577

Referencias Látex con polvo

Tallas	Caja dispensadora	Ref.	Embalaje
5.5	50 pares	129131	10
6	50 pares	129100	10
6.5	50 pares	129101	10
7	50 pares	129102	10
7.5	50 pares	129103	10
8	50 pares	129104	10
8.5	50 pares	129105	10
9	50 pares	129106	10

Referencias Látex sin polvo

Tallas	Caja dispensadora	Ref.	Embalaje
6	50 pares	130850	10
6.5	50 pares	130851	10
7	50 pares	130852	10
7.5	50 pares	130853	10
8	50 pares	130854	10
8.5	50 pares	130855	10
9	50 pares	130856	10

