

Naturcare® Cintas y Visor Mascarillas Quirúrgicas

Las mascarillas se clasifican de acuerdo con su eficacia de filtración bacteriana en Tipo I y Tipo II. A su vez, las de tipo II se dividen en función de su resistencia o no a las salpicaduras, siendo las de tipo IIR resistentes a las salpicaduras.

Normativa

✓ Cumple con el **RD 1591/2009** de producto sanitario y con la normativa **EN 14683:2019+AC:2019** para mascarillas quirúrgicas.

EN 14683:2019+AC2019

Ensayo

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%)

Presión diferencial (Pa/cm²)

Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)

Limpieza microbiana (ufc/g)

Tipo IIR

≥98

<60

≥16

≤30



Tipo IIR

≥98% Filtración y Resistencia a salpicaduras

Referencias Naturcare® Cintas

Color	Ref.	Caja dispensadora	Embalaje
Verde	128935	50 UI	40
Azul	128936	50 UI	40



Tipo IIR

≥98% Filtración y Resistencia a salpicaduras

Referencias Naturcare® Visor

Color	Ref.	Caja dispensadora	Embalaje
Verde	132070	50 UI	12

