

# Naturcare® Gomas

## Mascarillas Quirúrgicas

Las mascarillas se clasifican de acuerdo con su eficacia de filtración bacteriana en Tipo I y Tipo II. A su vez, las de tipo II se dividen en función de su resistencia o no a las salpicaduras, siendo las de tipo IIR resistentes a las salpicaduras.

### Normativa

✓ Cumple con el **RD 1591/2009** de producto sanitario y con la normativa **EN 14683:2019+AC:2019** para mascarillas quirúrgicas.

### EN 14683:2019+AC2019

#### Ensayo

Ensayo	Tipo IIR
Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%)	≥98
Presión diferencial (Pa/cm <sup>2</sup> )	<60
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)	≥16
Limpieza microbiana (ufc/g)	≤30



Tipo  
IIR

≥98% Filtración y Resistencia a salpicaduras

### Referencias Naturcare® Gomas

Color	Ref.	Caja dispensadora	Embalaje
Blanco	199230	50 UI	40
Azul	128933	50 UI	40



Tipo  
IIR

≥98% Filtración y Resistencia a salpicaduras

### Referencias Naturcare® Infantiles



Color	Ref.	Caja dispensadora	Embalaje
Azul	199233	50 UI	40

