



**Mascarillas
protección**

Bimedica.

Normativas mascarillas de protección

“Una amplia gama de mascarillas de protección con distintas capacidades de filtración para todas las necesidades”

Las mascarillas de protección Naturcare® están indicadas para proteger al usuario de la inhalación de aerosoles de partículas sólidas o líquidas.

Nuestras mascarillas de protección Naturcare® están reguladas por el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la normativa europea EN 149 que especifica los requisitos que deben cumplir las mascarillas filtrantes, como dispositivos de protección respiratoria y los clasifica en tres categorías dependiendo de su eficacia de filtración.

El Ministerio de Sanidad recomienda, como medida de precaución, que el personal sanitario que atienda a casos en investigación, probables o confirmados por infección por SARS-CoV-2 o las personas que entren en la habitación de aislamiento se pongan, como parte de su equipo de protección individual, una mascarilla FFP2.*

* Fuente: <https://www.mscbs.gob.es/>

Tenemos diferentes tipos de mascarillas que se adaptan a la fisonomía del personal sanitario



Más información del Ministerio de consumo en el QR



Ensayos relativos a la normativa de mascarillas de protección EN 149

Nivel de protección	Características	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP1	Protección del usuario frente a partículas líquidas y sólidas nocivas con una concentración de hasta 4 veces el valor OEL (FPN=4) o 4 veces el valor VLE (FPA=4)*.	80%	22%
FFP2	Protección del usuario frente a partículas líquidas y sólidas nocivas con una concentración de hasta 12 veces el valor OEL (FPN=12) o 10 veces el valor VLE (FPA=10)*.	94%	8%
FFP3	Protección del usuario frente a partículas líquidas y sólidas nocivas con una concentración de hasta 50 veces el valor OEL (FPN=50) o 20 veces el valor VLE (FPA=20)*.	99%	2%

* OEL= Límite de Exposición Ocupacional

* VLE= Valor Límite de Exposición

* FPN= Factor de Protección Nominal

* FPA= Factor de Protección Asignado



Naturcare® Mascarilla de protección pico pato FFP1 NR

Mascarilla tipo FFP1 NR indicada para proteger al usuario frente a partículas líquidas y sólidas nocivas.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.

> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP1	80%	22%

> Referencias

Ref.	Presentación	Embalaje
128946	20 UI	20



Envasadas y plegadas individualmente ofreciendo una máxima higiene



Cómoda colocación y perfecto ajuste gracias a sus gomas elásticas y a la pieza nasal adaptable



Naturcare® Mascarilla de protección vertical FFP2 NR Plegable

Mascarillas FFP2 NR con forma vertical diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisionomía.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.

> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP2	94%	8%

> Referencias

Ref.	Presentación	Embalaje
160674	1 UI	25 cajas



Naturcare® Mascarillas de protección verticales FFP2 NR

Mascarillas FFP2 NR con forma vertical diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisionomía.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.

> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP2	94%	8%

> Referencias

Naturcare® FFP2 sin válvula

Ref.	Presentación	Embalaje
129755	20 UI	20 cajas

Naturcare® FFP2 con válvula

Ref.	Presentación	Embalaje
129758	12 UI	20 cajas



Naturcare® Mascarillas de protección cónicas FFP2 NR

Mascarillas FFP2 NR con forma cónica y pico-pato diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisionomía de la cara.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.



> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP2	94%	8%

> Referencias

Naturcare® FFP2 sin válvula

Ref.	Presentación	Embalaje
128943	20 UI	20 cajas

Naturcare® FFP2 con válvula

Ref.	Presentación	Embalaje
128944	12 UI	20 cajas



Naturcare® Mascarillas de protección pico pato FFP2 NR

Mascarillas FFP2 NR con forma vertical diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisionomía

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.



> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP2	94%	8%

> Referencias

Naturcare® FFP2 sin válvula

Ref.	Presentación	Embalaje
129765	20 UI	20 cajas

Naturcare® FFP2 con válvula

Ref.	Presentación	Embalaje
129766	12 UI	20 cajas



Naturcare® Mascarilla de protección pico pato FFP3 NR

Mascarillas FFP3 NR con forma pico-pato diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisonomía de la cara.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.



> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP3	99%	2%

> Referencias

Ref.	Presentación	Embalaje
128949	12 UI	20 cajas



Naturcare® Mascarilla de protección horizontal FFP3 NR D

Mascarillas FFP3 NR con forma horizontal diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisonomía de la cara.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.



> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP3	99%	2%

> Referencias

Ref.	Presentación	Embalaje
162169	20 UI	20 cajas



Clasificada FFP3 NR D: ensayo conforme al test Dolomita

Naturcare® Mascarilla de protección cónica FFP3

Mascarillas FFP3 NR con forma vertical diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisionomía de la cara.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.



Válvula de exhalación de PVC para evitar la condensación y reducir la resistencia a la exhalación.

> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP3	99%	2%

> Referencias

Ref.	Presentación	Embalaje
128945	6 UI	20 cajas



Naturcare® Mascarilla de protección vertical FFP3 NR

Mascarillas FFP3 NR con forma vertical, y cónica diseñadas para asegurar la ausencia de fugas entre la mascarilla y la fisionomía de la cara.

> Normativa

Clasificadas conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (E.P.I.) y por la Normativa Europea **EN 149:2001+A1:2009**.



> Eficacia

Nivel Protección	Filtración mínima del material filtrante	Fuga hacia el interior total
FFP3	99%	2%

> Referencias

Ref.	Presentación	Embalaje
162170	25 UI	20 cajas

