

Naturcare®

Cubrezapatos

Naturcare® Cubrezapatos rugoso es un complemento ideal para la prevención de la contaminación en zonas donde se precisa un control de carga microbiana y máxima higiene.

CARACTERÍSTICAS

Material

- ✓ **TST:** Constituido por fibras de Polipropileno entrelazadas que confieren al producto una elevada resistencia, siendo altamente transpirable.

Plástico: Prevención de la contaminación en zonas donde se precisa un control de carga microbiana y máxima higiene.

Higiene

- ✓ Asegura la higiene evitando posibles desprendimientos de partículas de los zapatos.



Referencias

Color	Ref.	Embalaje
Azul	132529	10 bolsas x 100 UI
Verde	126331	10 bolsas x 100 UI
Blanco	122026	10 bolsas x 100 UI
Verde plástico	116071	10 bolsas x 100 UI

