

## Cobertores con borde adhesivo

Naturdrape® Cobertores con borde adhesivo son eficaces para favorecer el control de la infección en las distintas áreas donde se utilizan. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición y a su adhesivo hipoalergénico.


### CARACTERÍSTICAS

#### Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

#### Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio



#### Protección

- ✓ Cumple con las normativas: EN 13795, EN 11135 y 16CFR parte 1610

#### Normativa europea EN 13795

Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

#### Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

#### Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección



2 capas  
POLIPROPILENO  
· Hidrofílico  
  
FILM POLIETILENO  
· 100% impermeable

#### Referencias

Medidas (cm)	Presentación	Ref.	Embalaje
50 x 75	1 UI	938829	250
75 x 75	1 UI	938821	120
75 x 90	1 UI	938823	120
150 x 180	1 UI	938805	75
175 x 180	1 UI	938806	50
150 x 240	1 UI	938807	50

STERILE EO

