

Cobertores frenestrados con adhesivo

Naturdrape® Cobertores frenestrados con adhesivos son eficaces para favorecer el control de la infección en las distintas áreas donde se utilizan. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición y aplicación de su adhesivo hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS

Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

Protección

- ✓ Cumple con las normativas: EN 13795, EN 11135 y 16 CFR Parte 1610

Normativa europea EN 13795


Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección



2 capas
POLIPROPILENO
· Hidrofílico

FILM POLIETILENO
· 100% impermeable

Referencias

Medidas (cm)	Presentación	Ref.	Embalaje
50 x 60 - Ø6	1 UI	958823	200
75 x 90 - Ø6	1 UI	958972	120
100 x 150 - Ø7	1 UI	958974	80
120 x 150 Abertura adhesiva 7,5 x 5 cm	1 UI	958801	40

STERILE EO

