

Cobertores fenestrados

Naturdrape® Cobertores fenestrados básicos eficaces para favorecer el control de la infección en las distintas áreas donde se utilizan. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de sus 2 capas.

CARACTERÍSTICAS

Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

Protección

- ✓ Cumple con las normativas: EN 13795, EN 11135 y 16 CFR Parte 1610

Normativa europea EN 13795


Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección



2 capas
POLIPROPILENO
· Hidrofílico

FILM POLIETILENO
· 100% impermeable

Referencias

Medidas (cm)	Presentación	Ref.	Embalaje
45 x 75 - Ø6	1 UI	918821	200
75 x 75 - Ø6	1 UI	918822	150

STERILE EO

