

# Naturdrape®

## Set Universal con Mayo

Naturdrape® Set Universal es eficaz para favorecer el control de la infección en las distintas cirugías como son laparotomías, toraxotomías, cirugía de hernias discales de columna, operaciones renales y de mama... Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de 2 capas. Está clasificado como Clase I estéril (según RD 1591/2009)

### CARACTERÍSTICAS

#### Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapado.

#### Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

#### Protección


- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795

#### Normativa europea EN 13795

Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

#### Normativa europea EN 1135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno



**Alto confort para el paciente:** los materiales seleccionados, son agradables al tacto y respetuosos con la piel



#### Referencias

Contenido y orden de extracción	Medidas (cm)
1 Cobertor mesa instrumental	150 x 180
2 Cobertor mesa Mayo	78 x 145
3-6 Toallas (x4)	40 x 40
7 Tira adhesiva	10 x 50
8-9 Cobertores laterales con borde adhesivo (x2)	75 x 90
10 Cobertor inferior con borde adhesivo	175 x 180
11 Cobertor superior con borde adhesivo	150 x 240

Nº Ref.: 961088\*

\* Sets indicados para laparotomías, toraxotomías, cirugía de hernias discales de columna, operaciones renales y de mamas

STERILE EO

