# Bimedica.

# **Naturdrape**®

# Set Universal sin Mayo

Naturdrape® Set Universal es eficaz para favorecer el control de la infección en las distintas cirugías como son laparotomías, toraxotomías, cirugía de hernias discales de columna, operaciones renales y de mama... Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de 2 capas. Está clasificado como Clase I estéril (según RD 1591/2009)

## **CARACTERÍSTICAS**

## Ajuste perfecto



Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

#### Absorción



Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

### Protección




Cumple con la normativa europea EN 13795

#### Normativa europea EN 13795

	Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
	Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
	Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
	Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
	Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
	Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

#### Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno



**Alto confort para el paciente:** los materiales seleccionados, son agradables al tacto y respetuosos con la piel



2 capas VISCOSA · Absorción > 240ml/m²

FILM POLIETILENO
·100% impermeable



PE Film

#### Referencias

Contenido	y orden de extracción	Medidas (cm)
1	Cobertor mesa instrumental	150 x 180
2-5	Toallas (x4)	40 x 40
6	Tira adhesiva	10 x 50
7-8	Cobertores laterales con borde adhesivo (x2)	75 x 90
9	Cobertor inferior con borde adhesivo	175 x 180
10	Cobertor superior con borde adhesivo	150 x 240

Nº Ref.: 961089\*

<sup>\*</sup> Sets indicados para laparotomías, toraxotomías, cirugía de hernias discales de columna, operaciones renales y de mamas



