

Naturdrape® Set Extremidad Mano en T

Naturdrape® Set Extremidad Mano en T es un set quirúrgico diseñado especialmente para operaciones de mano en T.

Protección

- ✓ Naturdrape® 2 capas favorece la rápida absorción de los fluidos gracias a su capa superior de TST que conserva su resistencia mecánica incluso en condiciones húmedas. Su segunda capa de film de Polietileno proporciona una barrera eficaz al ser 100% impermeable.

Normativas

- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795 y EN 11135. Clasificados como Clase I estéril según la directiva Europea 93/42/CEE.

Normativa Europea EN 13795



| | Normativa |
|--|--------------|
| Resistencia a la penetración microbiana en estado seco | EN ISO 22612 |
| Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo | EN ISO 22610 |
| Resistencia a la penetración de líquidos | EN ISO 811 |
| Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas | ISO 9073-10 |
| Resistencia a la rotura en seco y húmedo | EN 13938 |
| Resistencia a la tracción en seco y húmedo | EN 29073-3 |

Normativa Europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección



| | |
|--|---------|
| 2 Capas VISCOSA · Absorción >240 ml/m ² · Film Polietileno · 100% impermeable | PE Film |
|--|---------|

Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado

Referencia Nº Ref.: 964146* (embalaje 10 unidades)

| | Contenido y orden de extracción | Medidas (cm) |
|---|---|---------------|
| 1 | Cobertor mesa instrumental | 150 x 200 |
| 2 | Paño extremidad mano/pie fenestrado elástico Ø 3 cm | 360/160 x 280 |

* Set indicado para cirugías de antebrazos y manos



STERILE EO

