

# Naturdrape®

## Cobertores para Artroscopia

Paños quirúrgicos indicados para ofrecer una alta protección frente a microorganismos y fluidos en cirugías de artroscopias de rodillas. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de 2 capas. Clasificados como Clase I estéril (según RD 1591/2009).

### CARACTERÍSTICAS

#### Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

#### Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

#### Protección


- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795

#### Normativa europea EN 13795


Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

#### Normativa europea EN 1135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno



**Alto confort para el paciente:** los materiales seleccionados, son agradables al tacto y respetuosos con la piel



#### Referencias

Características	Ref.	Medidas (cm)
Paño artroscopia con 2 aberturas elásticas descentradas de Ø 7cm, tira perforada para cables y bolsa recolectora con dispositivo de vaciado	918853*	200 x 300

\* Cobertores indicados para cirugías de artroscopia de rodilla

STERILE EO

