

Naturdrape®

Set de Artroscopia para Rodillas II

Naturdrape® Set de Artroscopia quirúrgico está indicado para ofrecer una alta protección frente a microorganismos y fluidos en cirugías de artroscopias de rodillas. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de 2 capas. Clasificados como Clase I estéril (según RD 1591/2009).

CARACTERÍSTICAS

Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

Protección


- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795

Normativa europea EN 13795

Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno



Referencias

Contenido y orden de extracción	Medidas (cm)
1. Cobertor mesa instrumental	150 x 180
2. Cobertor mesa Mayo	78 x 145
3. Stockinette	25 x 75
4. Tira adhesiva	10 x 50
5. Paño artroscopia con 2 aberturas descentradas de Ø 6c, tira perforada para cables y bolsa recolectora con dispositivo de vaciado	200 x 300
6. Cobertor sin borde adhesivo	100 x 150
7-11. Toallitas (x4)	40 x 40

Nº Ref.: 963753*
* Sets indicado para artroscopias de rodilla

Alto confort para el paciente:
los materiales seleccionados, son agradables al tacto y respetuosos con la piel

STERILE EO

