

# Naturdrape®

## Set de Cadera

Naturdrape® Set de Cadera es un set quirúrgico diseñado especialmente para ofrecer una alta protección frente a microorganismos y fluidos en cirugías de cadera. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de 2 y 3 capas. Clasificados como Clase I estéril (según RD 1591/2009).

### CARACTERÍSTICAS

#### Ajuste perfecto

Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

#### Absorción

Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

#### Protección





Cumple con la normativa europea EN 13795

#### Normativa europea EN 13795

Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

#### Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno



#### Referencias

Contenido y orden de extracción	Medidas (cm)
1. Cobertor mesa instrumental	150 x 200
2. Cobertor mesa Mayo	78 x 145
3-6. Toallas (x4)	40 x 40
7. Cobertor inferior	75 x 90
8. Cobertor inferior sin bordes adhesivos	150 x 180
9. Stockinette	40 x 120
10-11. Tiras adhesivas (x2)	10 x 50
12. Cobertor adhesivo en U de 100cm	200 x 260
13. Cobertor con borde adhesivo	150 x 240

Nº Ref.: 961110\*

\* Set indicado para cirugías de cadera

STERILE EO

