

Naturdrape® Set cabeza / cuello

Naturdrape® Set Cabeza / Cuello es un set de la gama especializada, con una excelente adaptabilidad al campo quirúrgico indicado y eficaz para favorecer el control de la infección en el área donde se utiliza.

Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado

Protección

- ✓ Naturdrape® 2 capas favorece la rápida absorción de los fluidos gracias a su capa superior de TST que conserva su resistencia mecánica incluso en condiciones húmedas. Su segunda capa de film de Polietileno proporciona una barrera eficaz al ser 100% impermeable. 3º Capa de polipropileno que absorbe los líquidos corporales y permite mantener la nomotermica del paciente.

Normativas

- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795 y EN 11135. Clasificados como Clase I estéril según la directiva Europea 93/42/CEE.

Normativa Europea EN 13795


	Normativa
Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22610
Resistencia a la penetración de líquidos	EN ISO 811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073:10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

Normativa Europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección



<p>2 Capas VISCOSA · Absorción >240 ml/m² Film Polietileno · 100% impermeable</p>	Zona adhesiva	PE Film
<p>3 Capas VISCOSA · Absorción >240 ml/m² Film Polietileno · 100% impermeable Polipropileno · Confort para el paciente</p>	SMS	

Referencia N° Ref.: 947316* (embalaje 25 unidades)

	Contenido y orden de extracción	Medidas (cm)
1	Cobertor mesa instrumental	150 x 180
2	Cobertor mesa Mayo	78 x 145
3	Tira adhesiva	10 x 50
4	Cobertor con borde adhesivo	175 x 180
5	Cobertor turbante 2 partes	100/90 x 75

*Indicado para intervenciones de cabeza / cuello