

Naturdrape®

Cobertores Oftalmológicos

Paños quirúrgicos indicados para ofrecer una alta protección frente a microorganismos y fluidos en cirugías oftalmológicas. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de 2 capas. Clasificados como Clase I estéril (según RD 1591/2009).

CARACTERÍSTICAS

Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

Protección



- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795

Normativa europea EN 13795

Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno



Referencias

Características	Ref.	Medidas (cm)
Paño oftalmología, incisión film 10 x 7cm con bolsa recolectora	985731*	120 x 150
Paño oftalmología, incisión film 10 x 7cm con doble bolsa recolectora	985703*	150 x 230

* Cobertores indicados para cirugías de cataratas y vitrectomías

STERILE EO

