




# Naturdrape® Set de RTU

Naturdrape® Set RTU un set quirúrgico diseñado especialmente para operaciones de RTU

## Protección

- ✓ Naturdrape® 2 capas favorece la rápida absorción de los fluidos gracias a su capa superior de TST que conserva su resistencia mecánica incluso en condiciones húmedas. Su segunda capa de film de Polietileno proporciona una barrera eficaz al ser 100% impermeable.



## Normativas

- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795 y EN 11135. Clasificados como Clase I estéril según la directiva Europea 93/42/CEE.

### Normativa Europea EN 13795


	Normativa
Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22610
Resistencia a la penetración de líquidos	EN ISO 811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073:10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

### Normativa Europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

### Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección



Referencia Nº Ref.: 961202\* (embalaje 18 unidades)

	Contenido y orden de extracción	Medidas (cm)
1	Cobertor mesa instrumental	150 x 200
2-3	Toallas (x2)	40 x 40
4	Paño RTU con perneras integradas, con abertura suprapúbica de Ø 6 cm con lámina de incisión integrada, dedil incorporado, bolsa recolectora con tamiz y válvula de vaciado con delantal protector con adhesivo bajo la bolsa recolectora	150/210 x 240
5	Tira adhesiva	10 x 50

\* Set indicado para resecciones transuretrales