

Naturflex® Gine Guantes quirúrgicos de Látex sin polvo

Bimedica.

Guantes estériles de látex sin polvo extra-largos especialmente indicados para intervenciones ginecológicas, de cirugía oftálmica y microcirugía.

> Clasificación

Clasificado como **Producto Sanitario Clase I estéril** según Directiva Europea 93/42/CEE.

> Indicaciones

MD

PRODUCTO SANITARIO

LATEX

CONTIENE LÁTEX

STERILIZ

ESTERILIZADO MEDIANTE RAYOS GAMMA



Libre de Aceleradores

SIN ADITIVOS QUÍMICOS



UN SOLO USO



NO RE-ESTERILIZAR



SIN POLVO

> Normativas

Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros	EN 455-1
Requisitos y ensayos para las propiedades físicas	EN 455-2
Requisitos y ensayos para la evaluación biológica	EN 455-3
Requisitos y ensayos sobre la vida útil del producto	EN 455-4
Requisitos y ensayos para los guantes de protección	EN 420
Resistencia a la penetración	EN 374-2
Resistencia del guante a la penetración de patógenos sanguíneos	ASTM 1671
Determina las especificaciones de los guantes de uso quirúrgico	ASTM D3577

> Referencias

Tallas	Caja dispensadora	Ref.	Embalaje
6.5	50 pares	129114	4
7.5	50 pares	129115	4
8.5	50 pares	129116	4

CE 2460