

Sani-Cloth® Chlor

Desinfectante de superficies y productos sanitarios

Bimedica.

Toallitas desinfectantes esporicida que contienen detergente para facilitar la limpieza. Ideal para desinfectar áreas de alto riesgo endémico en las que exista contaminación de esporas de Clostridium difficile y norovirus. Toallitas predosificadas impregnadas con hipoclorito de sodio y surfactante para desinfectar superficies duras no porosas y dispositivos y equipos médicos no invasivos.

Marcado CE según el RD 1591/2009 y la Directiva Europea 93/42/CEE que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en P.S Clase IIa.

> Composición

>5400ppm Hipoclorito de sodio, <1% surfactantes aniónicos (detergente).

> Aplicaciones

Limpieza y desinfectante para productos sanitarios no invasivos y superficies generales.

Toallitas desinfectantes individuales de un solo uso



Disponibles soportes de pared del mismo color que las presentaciones de las toallitas para facilitar su identificación

> Actividad

BACTERIAS

Pseudomonas aeruginosa	1 min (d)
Escherichia coli y Staphylococcus aureus	1 min (d)
Campylobacter jejuni	1 min (d)
Klebsiella pneumoniae	1 min (d)
Legionella pneumophila	1 min (d)
Listeria monocytogenes	1 min (d)
Salmonella y Streptococcus pyogenes	1 min (d)
Acinetobacter baumannii	1 min (d)
ESBL Resistant Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae	1 min (d)
Klebsiella pneumoniae Carbapenem Resistant	1 min (d)
Community acquired MRSA Genotype 300 y 400	1 min (d)
Methicillin resistant Staph aureus (MRSA)	1 min (d)
Streptococcus pneumoniae- Penicillium Resistant	1 min (d)
Vancomycin Resistant	1 min (d)
Streptococcus pyogenes y enterococcus hirae	1 min (d)

HONGOS

Aspergillus niger y Trichophyton mentagrophytes	4 min (d)
Candida albicans ATCC 10231	4 min (d)
Candida albicans (EN 16615)	1 min

VIRUS CON ENVOLTURA

Hepatitis A, B y C	1 min (d)
HIV-1 Type 1	1 min (d)
Influenza y Human Coronavirus	1 min (d)
Respiratory syncytial virus	1 min (d)

VIRUS SIN ENVOLTURA

Adenovirus, Poliovirus, Norovirus, Rotavirus y Rhinovirus	1 min (d)
Canine parvovirus	1 min (d)

TB

Mycobacterium bovis	2 min (d)
---------------------	-----------

ESPORAS

B subtilis	5 min
------------	-------

3- STAGE PROTOCOL

Clostridium difficile	10 s (c) / 5 min (d)
-----------------------	----------------------

> Referencias

Tamaño toallita	Presentación	Referencia	Embalaje
200 x 200 mm	50 toallitas	153430	6 botes
-	1 soporte de pared	112045	-

