

Naturcare® Lite

Bata Quirúrgica estéril

Naturcare® Lite Estándar es una bata quirúrgica destinada a cirugías de corta duración y con fluidos moderados. Nivel de protección estándar frente a microorganismos y fluidos.

Naturcare® Lite Reforzada es una bata quirúrgica destinada a intervenciones de alto riesgo y cirugías con alto volumen de fluidos. Nivel de protección: alta protección (HP).

Protección

- ✓ Resistencia a la penetración microbiana en seco y húmedo.

Seguridad

- ✓ Bajo desprendimiento de partículas.

Normativas

- ✓ **Bata Quirúrgica Naturcare® Lite Estándar**
Nivel de protección estándar frente a microorganismos y fluidos según la normativa **EN 13795**.
Cumple **RD 1591/2009** de productos sanitarios.
- ✓ **Bata Quirúrgica Naturcare® Lite Reforzada**
Nivel de alta protección frente a microorganismos y fluidos según la normativa **EN 13795**.
Cumple **RD 1591/2009** de productos sanitarios.

Perfecto ajuste mediante velcro

Bata Naturcare® Lite Reforzada



Capa adicional en las zonas de alto riesgo (frontal y mangas). 100% impermeable para proporcionar una alta protección

Costuras termoselladas: minimiza el riesgo de entrada de microorganismos por las costuras



Presentación de nuestras batas Lite

Tejido transpirable

Referencias Bata Naturcare® Estándar

Tallas	Presentación	Ref.	Embalaje
M	unitaria	564411	40 UI
L	unitaria	564413	40 UI
XL	unitaria	564416	40 UI
XXL	unitaria	564419	40 UI

Referencias Bata Naturcare® Reforzada

Tallas	Presentación	Ref.	Embalaje
M	unitaria	564412	40 UI
L	unitaria	564414	40 UI
XL	unitaria	564417	40 UI
XXL	unitaria	564420	40 UI