

# Pull Thru™ Dispositivo de limpieza

**Bimedica.**

Dispositivo de limpieza desechable para la limpieza de material/instrumental canulado, tanto rígido como flexible (endoscopios). El cepillo de limpieza **Pull Thru™** ha sido diseñado para reducir significativamente el tiempo requerido en el proceso de limpieza y desinfección del endoscopio. Fabricados con un material suave que no daña las paredes internas del endoscopio.

**Marcado CE** según el RD 1591/2009 y el Reglamento Europeo EU 2017/745 que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en **P.S Clase I**.

## > Eficacia garantizada

Indicado para la limpieza interna de endoscopios, limpiando de manera efectiva canales de 1.4 a 15 mm en una sola aplicación. Su diseño sella por completo el canal del endoscopio, permitiendo la retirada de la mayoría de residuos.

## > Aplicaciones

### Pull Thru™ Instrumental flexible

Eficaz para gastroscopios, duodenoscopios, fibroscopios, endoscopios pediátricos.

### Pull Thru™ Endoscopios canulado

Diseñado para la limpieza de aspiradores, lúmenes de motores, material canulado de trauma y Otorrino.

## > Limpieza manual

Pull Thru, y su exclusivo diseño patentado de 5 aros permite un sellado completo del canal, por lo que retira la mayoría de residuos en una sola aplicación. Dicho sellado de 360° crea un vacío que atrae el detergente a través del canal, removiendo residuos alojados en pequeñas grietas o fisuras.

## > Referencias

### Pull Thru™ Instrumental canulado Endoscopios rígidos (largo 61 cm)

Descripción	Ø mm	Color	Presentación	Ref.
Bolsa	1.0 a 1.2	Morado	6 UI	152728
Bolsa	1.4 a 2.6	Blanco	6 UI	152729
Bolsa	5	Rojo	6 UI	152724
Bolsa	8	Verde	6 UI	152725
Bolsa	12	Azul	6 UI	152726
Bolsa	15	Amarillo	6 UI	152727



### Pull Thru™ Endoscopios flexibles (largo 220 cm)

Descripción	Ø mm	Color	Presentación	Ref.
Caja	1.0 a 1.2	Morado	20 UI	157204
Caja	1.4 a 2.6	Verde	20 UI	157203
Recarga Cassette	1.4 a 2.6	Verde	3 de 60 UI	152723
Recarga cassette	2.6 a 4.2	Naranja	3 de 60 UI	162650
Recarga cassette	2.8 a 5	Rojo	3 de 60 UI	152720



Instrucciones de uso



YouTube



MT