

Naturcare® Pico Pato FFP3

Bimedica.

Mascarilla de protección Pico Pato

Naturcare® Pico Pato es una mascarilla tipo FFP3 NR están indicadas para proteger al usuario de la inhalación de partículas y agentes contaminantes.

CARACTERÍSTICAS

Composición

- ✓ **Capa interna:** extremadamente suave e inodora. Compuesta por polipropileno spunbonded.
- Capa media:** alta protección. Compuesta por polipropileno melt-blown.
- Capa externa:** compuesta por polipropileno spunbonded.

Disponibile con válvula de exhalación

- ✓ Válvula de exhalación de PVC para evitar la condensación y reducir la resistencia a la exhalación.

Normativa

- ✓ Cumple con la normativa EN 149 relativa a las mascarillas de protección, clasificándolas como FFP3.

Ensayos relativos a la normativa de mascarillas de protección EN 149

Nivel de protección	Características	% Eficacia mínima	Fuga total hacia el interior
FFP3	Protección del usuario frente a partículas líquidas y sólidas nocivas con una concentración de hasta 50 veces el valor OEL (FPN=50) o 20 veces el valor VLE (FPA=20).	98%	2%

NOTA: OEL = Límite de Exposición Ocupacional; VLE = Valor Límite de Exposición; FPN = Factor de Protección Nominal; FPA = Factor de Protección Asignado.



Referencias con válvula

Nivel de protección	Caja dispensadora	Ref.	Embalaje
FFP3	12 UI	128949	20

