



Batas quirúrgicas

Bimedica.

Naturcare® Lite

Batas quirúrgicas SMMMS estériles

Naturcare® Lite Estándar es una bata quirúrgica destinada a cirugías de duración media y con fluidos moderados. Nivel de protección estándar frente a microorganismos y fluidos.

Naturcare® Lite Reforzada es una bata quirúrgica destinada a intervenciones de alto riesgo y cirugías con alto volumen de fluidos. Nivel de protección: alta protección (HP).

Protección

Cumplen los estándares de la norma EN 13795, que define los valores de protección para batas estándares y reforzadas tanto en condiciones húmedas como secas.

Costuras termoselladas

Minimiza el riesgo de entrada de microorganismos por las costuras.

Seguridad

Testada según la norma EN 11810-1 para garantizar seguridad durante intervenciones con láser, evaluando su resistencia a la ignición primaria y secundaria.

Además, confiere un mínimo desprendimiento de partículas.

Normativas

EN 13795: Cumple la normativa de batas de protección contra microorganismos y fluidos. Directiva 93/42/CEE: Clasificación Clase I estéril (RD 192/2023).

Tejido transpirable



Referencias Naturcare® Lite Estándar

Talla	Largo (cm)	Referencias	Embalaje
M	120 cm	56 44 11	40 UI
L	130 cm	56 44 13	40 UI
XL	145 cm	56 44 16	40 UI
XXL	165 cm	56 44 19	40 UI

Referencias Naturcare® Lite Reforzada

Talla	Largo (cm)	Referencias	Embalaje
M	120 cm	56 44 12	40 UI
L	130 cm	56 44 14	40 UI
XL	145 cm	56 44 17	40 UI
XXL	165 cm	56 44 20	40 UI




SMMMS

STERILE EO

Bata Naturcare® Lite Reforzada



Capa adicional en las zonas de alto riesgo (frontal y mangas). 100% impermeable para proporcionar una alta protección



Naturcare® triple barrera

Batas quirúrgicas SMMMS estériles

Naturcare® SMMMS Estándar es una bata quirúrgica de protección estándar frente a microorganismos y fluidos gracias a su innovador tejido SMMMS con efecto triple barrera, especialmente diseñada para cirugías de duración media y de fluidos moderados.

Naturcare® SMMMS Reforzada es una bata quirúrgica diseñada para cirugías con alto volumen de fluidos, gracias a su tejido innovador SMMMS con efecto triple barrera. Destaca por su comodidad y transpirabilidad, lo que contribuye al confort durante cirugías de larga duración.

Costuras termoselladas: minimiza el riesgo de entrada de microorganismos por las costuras



Normativas

EN 13795: Cumple la normativa de batas de protección contra microorganismos y fluidos.
Directiva 93/42/CEE: Clasificación Clase I estéril (RD 192/2023).

Referencias Naturcare® Estándar

Talla	Largo (cm)	Referencias	Embalaje
M	120 cm	56 44 31	32 UI
L	130 cm	56 44 33	32 UI
XL	145 cm	56 44 36	32 UI
XXL	170 cm	56 44 91	32 UI

Referencias Naturcare® Reforzada

Talla	Largo (cm)	Referencias	Embalaje
M	120 cm	56 44 32	32 UI
L	130 cm	56 44 34	32 UI
XL	145 cm	56 44 37	32 UI
XXL	170 cm	56 44 92	32 UI





SMMMS

STERILE EO

Bata Naturcare®
Reforzada



Capa adicional en las zonas de alto riesgo (frontal y mangas)



Naturcare® Plus

Batas quirúrgicas estándar plus estériles

Bata quirúrgica destinada a cirugías de corta duración y con fluidos moderados. Nivel de protección estándar frente a microorganismos y fluidos.

Protección

Resistencia a la penetración microbiana en seco y húmedo.

Seguridad

Bajo desprendimiento de partículas.

Costuras termoselladas

Minimiza el riesgo de entrada de microorganismos por las costuras.

Normativas

EN 13795: Cumple la normativa de batas de protección contra microorganismos y fluidos.
Directiva 93/42/CEE: Clasificación Clase I estéril (RD 192/2023).

Referencias

Talla	Largo (cm)	Referencias	Embalaje
M	120	194421	55
L	130	194423	55
XL	145	194426	50
XXL	165	194428	45



Naturcare® Plus

Batas quirúrgicas polireforzadas plus estériles

Bata quirúrgica destinada a intervenciones de alto riesgo y cirugías con alto volumen de fluidos. Nivel de protección: alta protección (HP).

Protección

Resistencia a la penetración microbiana en seco y húmedo.

Seguridad

Bajo desprendimiento de partículas.

Normativas

EN 13795: Cumple la normativa de batas de protección contra microorganismos y fluidos.
Directiva 93/42/CEE: Clasificación Clase I estéril (RD 192/2023).

Referencias

Talla	Largo (cm)	Referencias	Embalaje
M	120	194422	50
L	130	194424	50
XL	145	194427	45
XXL	165	194429	40



PE Film transpirable

