

Marcado CE según el RD 1591/2009 y el Reglamento Europeo EU 2017/745 que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en P.S Clase I.

> Aplicaciones

Detergente de 3 enzimas con surfactantes muy potentes, que consigue una limpieza eficaz, tanto en procesos manuales como en ultrasonidos.

> Modo de empleo



Detergente concentrado, diluir de 5-10 ml/litro en agua a temperatura ambiente con un tiempo de exposición de 5 minutos. En ultrasonidos el tiempo de exposición es de 3 minutos.

> Biodegradable

Los componentes utilizados en la formulación son de origen natural y se pueden desechar de manera habitual.

> Referencias

Contenido	Referencia	Embalaje
Botella 1L	160032	10 botellas



Con dosificador milimetrado

Color amarillo