

Rollo alfombra Súper absorbente

Las alfombras absorben de forma rápida y eficiente fluidos de irrigación, sangre y otros fluidos presentes en los diferentes procedimientos quirúrgicos. (Artroscopias, cesáreas, ortopedia, urología, trasplantes, etc...).
Facilitan y reducen el tiempo de limpieza de las áreas quirúrgicas. Baja emisión de partículas y pelusas.

Ajuste perfecto

- ✓ Las alfombras súper absorbentes se colocan sobre el suelo seco y están diseñadas para poder pisar encima sin posibilidad de resbalarse.

Seguridad

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

Medida del precorte: **50,8 x 71 cm**
Precorte rollo: **60 UI**
Capacidad absorción precorte: **1,480 litros**



Fabricado en aluminio de fácil limpieza. Ligero, robusto y resistente.



Con ruedas para facilitar su desplazamiento en el área quirúrgica. Incorpora frenos en las ruedas.

Referencia Rollo Alfombra

Presentación	Ref.	Embalaje
Unitaria	988875	1 UI

Referencia Multidispensador

Presentación	Ref.	Embalaje
Unitaria	988876	1 UI