

# Sani-Cloth® 70%

## Desinfectante de superficies y productos sanitarios

**Bimedica.**

Toallitas desinfectantes de amplio espectro, prehumedecidas y listas para usar. Están indicadas para la limpieza y desinfección de superficies y productos sanitarios no invasivos. No requieren activación ni manipulación previa, no limpia, solo desinfecta.

**Marcado CE** según el RD 1591/2009 y la Directiva Europea 93/42/CEE que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en **P.S Clase IIa**.

### > Composición

70% (v/v) Alcohol isopropílico.

### > Máxima seguridad

Dispensación fácil y rápida, gracias a la tecnología snap & close, incorpora una amplia apertura de salida y un sistema de doble cierre que permiten que la toallita permanezca húmeda durante más tiempo.

### > Aplicaciones

Indicado para la desinfección de equipamiento médico electrónico, tabletas, pantallas, monitores, lámparas quirúrgicas, compatible con cristal, acero, aluminio, acrílicos, policarbonato, entre otros.

### > Actividad

Eficacia	Normativa	Tiempo de contacto
Bactericida	EN 16615 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	60 s
Bactericida	EN 13727 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	30 s
Levuricida	EN 16615 Candida albicans	60 s
Levuricida	EN 13624 Candida albicans	30 s
Viricida	EN 14476 VACV, HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS, Corona	15 s
Micobactericida	EN 14348 Mycobacterium terrae	60 s

### > Referencias

Tamaño toallita	Presentación	Referencia	Embalaje
200 x 200 mm	Bote de 200 toallitas	161840	6 botes
-	1 soporte de pared	152020	-



Diseño portátil,  
intuitivo y fácil de usar

Toallitas desinfectantes  
individuales de un solo uso

Compatible con pantallas táctiles  
de los equipamientos sanitarios

